

ОТЗЫВ

**о проведении клинической апробации медицинского оборудования
«Установка плазменно-дуговая хирургическая для лечения ран
ПЛАЗМОРАН» в отделении общей проктологии с группой изучения
семейного аденоматоза толстой кишки
ФГБУ «Государственный научный центр
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» МЗ РФ**

Медицинское оборудование «Установка плазменно-дуговая хирургическая для лечения ран ПЛАЗМОРАН» (далее - установка ПЛАЗМОРАН) предоставлена на клиническую апробацию компанией ООО «ПЛАЗМОПРОМ», являющейся разработчиком и производителем данного оборудования.

Установка ПЛАЗМОРАН имеет Регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 12.08.2016 г. № РЗН 2016/4567.

Компания ООО «ПЛАЗМОПРОМ» имеет Лицензию Росздравнадзора № ФС-99-04- 004044 от 28.10.2016 г. на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.

Клиническая апробация проводилась по профилю предназначения установки ПЛАЗМОРАН - в отделении общей проктологии с группой изучения семейного аденоматоза толстой кишки.

Установка ПЛАЗМОРАН применялась в лечении ран после операции открытой геморроидэктомии.

Всего за июнь - декабрь 2019 г. с использованием установки ПЛАЗМОРАН пролечено 85 пациентов.

Установка ПЛАЗМОРАН применялась при проведении перевязок ран, после снятия старой повязки, удаления гноя и некрозов с раневой поверхности, промывания раны растворами антисептиков и перед наложением новой повязки с аппликацией.

В результате применения установки ПЛАЗМОРАН отмечены следующие результаты:

- Ускорение очищения раневой поверхности от некротических тканей и фибрина;
- Активизация регенерации тканей, ускорение процесса заживления раны;
- Уменьшение отека тканей;
- Уменьшение болевого синдрома;

